

URIANÁLISE

URIVIDA 500

ANALISADOR DE URINA



Evoluir para
transformar

 **vida**
BIOTECNOLOGIA

Especificações Técnicas:

- Velocidade: 514 teste/hora
- Princípio de medição: Inteligência artificial associada a resolução computadorizada
- Impressão: Impressora térmica
- Display: LCD Display touch screen
- Determinação semiquantitativa de 11 ou 14 parâmetros
- Glicose, Bilirrubina, Cetona, Densidade, pH, Sangue Oculto, Proteína, Urobilinogênio, Nitrito, Leucócito, Ácido ascórbico, Creatinina, Cálcio iônico, Microalbuminúria
- Armazenamento: Grande capacidade
- Interface: Saída externa - Interface RS232 serial, interface de rede, interface USB
- AC 100 ~ 240V ± 10%, 50-60Hz, 20VA
- Tamanho: 342mm (c) x 300mm (l) x 248mm (a)
- Peso: 3 kg

