

HEMOCULTURA

DL 60


HEMOCULTURA AUTOMATIZADA 48/60/120/180/240



onmnia.com.br  

ONmnia
SAÚDE | INOVAÇÃO | CONEXÃO

 **RENYLAB**
DIAGNÓSTICOS IN VITRO



HEMOCULTURA

DL 60

HEMOCULTURA AUTOMATIZADA

48/60/120/180/240

Principais Características:

- Princípio do Teste: Colorimetria por pH
- Sistema Windows com LCD touch screen
- Leitor de Código de Barras interno
- Design expansível e modular com capacidade de 48 a 240 amostras.
- Gerenciamento de código de barras duplo para rastreabilidade da análise
- Monitoramento independente de temperatura
- Interface LIS.
- Análise de Dados e Estatística
- AC 100 ~ 240V \pm 10%, 50-60Hz, 20VA
- Alarme por audio, flash de luz de porta e flash de tela
- Capacidade de armazenamento de dados: 120GB
- Módulo de cultura com vibração e balanço contínuo
- Detecção automática de fácil calibração e armazenamento de dados
- Detector independente por célula
- Medição automática a cada 10 minutos
- Controle de temperature customizado por módulo

onmnia.com.br



ONmnia
SAÚDE | INOVAÇÃO | CONEXÃO

RENYLAB
DIAGNÓSTICOS IN VITRO