

Microscópio GT 107



*Acesse o site
e confira.*

LABORTRÔNICA

62 4101-9272
www.labortronica.com.br

Especificações		
Cabeçote	Binocular de ajuste lateral, inclinação 45°	
Ocular	WF 10x	
Revólver	Quádruplo, Click-stop	
Objetivas	Acromáticas: 4x, 10x, 40x, 100x (óleo de imersão)	
Platina	Mecânica, dupla camada, 140mmx132mm/75mmx45mm	
Foco	Curso Coaxial e ajuste fino, Alcance do foco: 20mm, Intervalo de foco: 0.002mm	
Condensador	Tipo ABBE NA 1,25. Inclui diafragma de íris e filtro.	
Iluminação	Lâmpada de LED 3W, ajuste de intensidade, bivolt.	
Acessórios padrões	Filtro azul	Fusível BGX1-20(1A)
	Capa protetora	Óleo de Imersão
		Manual de instrução
Acessórios Opcionais	Kit contraste de fase (10x, 20x, 40x, 100x)	
	Condensador campo escuro	
	Ocular WF 16X	
	Caixa de madeira	

TECNOLOGIA INOVANDO A SAÚDE

Microscópio GT 205

Nós da GTgroup possuímos um mix de produtos cada vez mais completo e inovador.

O nosso Microscópio Binocular chega oferecendo qualidade, precisão e tecnologia científica para seu laboratório.

Seja nossa parceiro!



*Acesse o site
e confira.*

LABORTRÔNICA

62 4101-9272
www.labortronica.com.br

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR PADRÃO CE

Duas lâmpadas de led - Superior móvel e centrada (inferior).

Cabeçote: Binocular inclinado em 30° e giratório em 360° com ajuste interpupilar de 50mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. revolver quádruplo, iluminação externa à base com lâmpada de led 3 watts (>25.000 horas), pré-centrada e transformador continuamente regulável de conexão à rede de 100v-240v

Objetivas: Acromáticas de 4x, 10x, 40x e 100x

Filtros: Azul, verde ou amarelo.

Porta Objetiva: Quádruplo rotativo reverso.

Sistema De Foco: Macro e micro (ajuste grosso e fino).

Iluminação: Led com ajuste de intensidade superior e inferior com bateria recarregável (sem necessidade de fios). Parte superior móvel que permita a troca da lâmpada. Trava mecânica para proteção contra uma acidental quebra da lâmina charriot - incorporado e botões de movimentação x/y coaxiais e verticais com controle a direita. Microscópio Biológico Binocular Padrão Ce

Marca/ Fabricante Proway Optics & Electronics

Modelo: Xcz-pw205a **Rms:** Isento

XSZ-PW205 – Especificações		A	B
Cabeçote	Binocular 30° de inclinação, Distância entre pupilas ajustável: 50-70mm	•	•
Ocular	WF-Plana 10x/18mm	•	•
Revólver	Quádruplo	•	•
Objetiva	Acromáticas 4x, 10x, 40x, 100x (óleo de imersão)	•	
	Acromáticas 2x (estereomicroscópio), 4x, 10x, 40x		•
Platina	Mecânica, dupla camada, 132mmX140mm, alcance de movimento: 50mmx76mm, precisão: 0.1mm	•	
	Platina redonda giratória 360°, diâmetro: 108mm		•
Condensador	Tipo ABBE NA 1,25. Inclui diafragma de íris.	•	•
Ajuste de foco	Curso coaxial e ajuste fino. Curso coaxial possui ajuste de parada e rigidez. Alcance: 25mm, precisão: 0.002mm	•	•
Iluminação	Lâmpada LED 3W, ajuste de intensidade, bi volt	•	
	Iluminação incidente e refletida por lâmpada LED 3W. Luz superior com ângulo, localização centralizada e intensidade ajustáveis, bi volt, bateria recarregável.		•
Acessórios Opcionais	Cabeçote trinocular	o	o
	Objetivas Plana acromáticas 4x, 10x, 40x, 100x	o	o
	Filtro de luz transmitida: azul/amarelo/verde	o	o
	Acessórios para câmera: 0.35X/0.5X/1X C-mount	o	o

TECNOLOGIA INOVANDO A SAÚDE

Microscópio Biológico Trinocular GT 307



*Acesse o site
e confira.*



LABORTRÔNICA

62 4101-9272
www.labortronica.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cabeçote:	Microscópio biológico trinocular seidentopf, Distância interpupilar ajustável (48~75mm); Tubo binocular com inclinação de 30 e com rotação em 360°
Ocular:	WF 10X
Revólver:	Revólver para quatro objetivas (click-stop)
Objetivas:	Objetivas acromáticas: 4x, 10x, 40x (s), 100x (s, óleo de imersão)
Platina:	Platina mecânica 140mmX132mm/ 65mmX45mm
Foco:	Coaxial com ajuste macro e micro Distância focal de 20mm, intervalo de foco de 0.002mm
Condensador:	Abbe NA = 1.25 com íris diafragma e filtro
Iluminação:	Lâmpada LED 3W Brilho ajustável
Acessórios padrões:	Manual de instruções Fusível 1A Filtro azul óleo de imersão Capa de proteção
Acessórios opcionais:	Kit contraste de fase (10x, 20x, 40x, 100x) Condensador para campo escuro LCD Digital Screen

Acessórios para câmera: 0.35X/0.5X/1X C-mount



TECNOLOGIA INOVANDO A SAÚDE

LABORTRÔNICA

62 4101-9272
www.labortronica.com.br